

Nyárfatermékek a TAPVEI®-től

– a vivárium legtermészetesebb laboratóriumi berendezése

A *Populus tremula* nyárfa kemény fajta, amely döntő fontosságú a laboratóriumi állatok számára készült termékekben. Nagy hatással van a nedvességi paraméterekre és az ammónia felszívódására, valamint annak praktikus pormentes természetére. A fészkelő anyagok rendkívül puhák és alkalmazkodók. Játékok, amelyek diverzifikálják a lakóközvetet, hatékonyan aktíválják az állatok viselkedését és kielégítik a természetes rágási ösztönt, anélkül, hogy befolyásolnák a kísérletek eredményeit a citotoxicitás területén.


Minden TAPVEI termék autoklávozható és biológiailag lebontható. Minőségük biztosítása az ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 és ISO 45001: 2018 szabványok szerint történik. A TAPVEI nyárfák termesztése az Erdőgondnoksági Tanács (FSC) által ellenőrzött és tanúsított területeken történik.



Nyárfa alom

Ideális automatikus alom-
adagolóhoz. Ajánlott
leválasztókhoz és IVC
rendszerekhez.

- Nedvességtartalom kb. 10%
- Relatív sűrűség 180-200 kg/m³
- Elnyelő képesség 260%
- Portartalom (részecskék <0,25 mm), kevesebb mint 0,1%
- 26 mg/l ammónium megkötése



Búvóhelyek

- Egerek és patkányok számára
- Masszív padlóval ajánlott drótfenekű ketrecekhez
- Alagutak, házak alakjában



Alagutak

- Könnyebb tisztítani – nincs padlójuk
- Egerek és patkányok számára készült méretben



Fészkelő anyag

- Nedvességtartalom kb. 10%
- Egy 3 kg-os zsák elegendő akár 600 ketrechez
- 3 méretben kapható

Rágó téglák

- Különböző méretekben és formákban kaphatók
- Mosás és autoklávozás után újra felhasználhatók

Egyéb kiegészítők:

- Lépcsők
- Labirintusok
- Kockák
- Alagutak
- Labdák
- Házak



Kat. sz.	Név	Méret (mm)	Kiszerezés
----------	-----	------------	------------

Alom

2HP10KG	Alom	2x2x1	Papírsák 10 kg, Raklap (33 zsák / raklap)
4HK10KG	Alom	5x5x1	

Fészkelőanyag

PM90L	Fészkelőanyag patkányok számára	kb. 2x200	Papírsák 90 l (kb. 3 kg), Raklap (21 zsák / raklap)
PM90L/R	Fészkelőanyag patkányok számára	kb. 3x200	
PM90L/2R	Fészkelőanyag egerek és patkányok számára	kb. 6x200	

Rágó téglák

TAPV-AB-S	Téglák S	50x10x10	1000 vagy 2000 db/csg.
TAPV-AB-M	Téglák M	100x20x20	200 db/csg.
TAPV-AB-L	Téglák L	200x43x43	50 db/csg.
TAPV-AB-RABBIT	Tégla nyulak számára	65x58x23	100 db/csg.
TAPV-AB-BALL	Labda	Ø30	500 db/csg.

Búvóhelyek

TAPV-TUBE-S	S búvóhelyek egerek számára	100x75x75	30 db/csg.
TAPV-TUBE-M	M búvóhelyek patkányok számára	198x105x105	6 db/csg.
TAPV-ARCADE14	Árkád 14 egerek számára	198x105x90	12 db/csg.
TAPV-ARCADE17	Árkád 17 patkányok számára	180x140x107	8 db/csg.
TAPV-TUNEL	Alagút	100x40x40, átmérő Ø30	100 db/csg.
TAPV-LABIRYNTH	Labirintus	150x43x10, 4 átmérő Ø30	50 db/csg.
TAPV-CUBE	Kocka	60x60x60, átmérő Ø30	72 db/csg.
TAPV-STAIRS	Lépcsők	75x20x208	40 db/csg.
TAPV-CABIN-MOUSE	Háromszög alakú egérfülke	155x92x85, átmérő Ø30	24 db/csg.
TAPV-CABIN-MOUSE-STAIRS	Háromszög alakú egérfülke lépcsővel	155x92x85, átmérő Ø30	24 db/csg.
TAPV-HOUSE-MOUSE	Négyzet alakú ház egerek számára	110x110x67, átmérő Ø40	20 db/csg.
TAPV-HOUSE-GUINEA PIG	Négyzet alakú ház tengerimalacok számára	220x178x138, bejárat 70x90	2 db/csg.
TAPV-CORNER15	Sarok 15	105x75x80	60 db/csg.
TAPV-CORNER15-ST	Sarok 15 lépcsővel	105x75x80	60 szt. / op.