

 **Hagyományos ketrecek**



Type II	Type II L	Type III	Type III H	Type IV	Type IVS
Alapterület					
375cm ²	553cm ²	840cm ²	820cm ²	1 875cm ²	1 400cm ²
Polikarbonát:					
•	•	•	•	•	•
Poliszulfon:					
•	•	•	•	•	•

 **Rozsdamentes acélrács tető**




Type II	Type II L	Type III	Type III H	Type IV	Type IV H	Type IVS
Rozsdamentes acél:						
•	•	•	•	•	•	•

 **Palackok**



250ml	300ml	400ml	450ml	500ml	750ml	900ml
Polikarbonát:						
•	•	•	X	•	•	•
Poliszulfon:						
•	X	X	•	•	•	•



Állványok ketrecekhez



Standard állvány

Könnyített állvány

Állvány rácsos polccal

Állvány acél polccal

Anyag:

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél

Dimenzió:

Az állvány elérhető minden ketrec típushoz

Az állvány elérhető minden ketrec típushoz

Kocsi itatópalack kosarakhoz



Kocsi 9 palackos kosárhoz



Anyag: Rozsdamentes acél

4 kerék - 2 fékkel


Egymásba helyezhető

Egyedi méretezés lehetséges

NexGen IVC egereknek



NexGen IVC patkányoknak



IVC egereknek

48-tól 162 darab ketrecig

IVC patkányoknak

30-tól 70 darab ketrecig

Szimpla vagy dupla oldalú

Gyárilag minősített HEPA levegőszűrők

Poliszulfon ketrecek

Autoklávozzható

Előnyök:

- Alacsonyabb energiafogyasztás
- Állandó levegőáramlás a ketrecekben
- Akár iPad-en is kezelhető
- Légkezelés akár állványonként
- Egyszerű és megbízható