

A Minux® kriosztátok összehasonlítása

Jellemzők, modellek	FS800 félig automatizált	FS800A automatizált
Szelvényvastagság beállítási tartomány: 0,50 – 100 µm	√	√
A vágási szelvényvastagság beállítási tartománya: 1 – 800 µm	√	√
Elektromos szakaszolási sebesség: 0-1800µm állítható	√	√
A minta visszahúzása: 0-250µm állítható	√	√
Minta adagolása: 28mm	√	√
Függőleges löket: 70mm	√	√
A minta orientációja vízszintes/függőleges nulla forgatással: X/Y tengely 8°	√	√
Hűtött helyek száma: 15	√	√
Gyors hűtési helyek száma: 2	√	√
A fagyasztó hűtési hőmérséklete: 0°C ~ -35°C	√	√
A mintafej minimális hűtési hőmérséklete: -50°C	√	√
Teljesen automatizált és félig automatizált üzemmód-kapcsoló		√
Vészleállító gomb		√
Ablak kivágása funkció		√
Szeletelési sebesség kiválasztása		√
Többszörös szeletelés mód		√
Pedálok		√